

Datenhinweise

Einzelheiten zu Produktdaten

Produkt	Elmasense Cavicheck
Art der Daten	Gerätedaten/-identifikationsdaten (Softwareversion, Seriennummer, Kalibrierdatum), Messdaten (maximal 20 Messdatensätze in Ringspeicher) → ein Messdatensatz (1xUhrzeit & Datum, 1xLcn Pegel, 1xdelta Lcn Pegel, 1xUltraschallfrequenz)
Format der Daten	Bis zu 20-Messdatensätze verschlüsselt in Übertragungs-URL , Angezeigt in Elma-Hub-Frontend, Bei Zertifikaterstellung in Elma Hub als URL, bei Datenexport in Elma Hub als *.csv und/oder *.json.
Geschätzte Datenmenge	Bei durchschnittlicher Nutzung (d.h. ein voller Ringspeicher) ca. 768 Byte
Kontinuierliche Datengenerierung	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Datengenerierung in Echtzeit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Speicherung von Daten	<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> auf dem Gerät <input type="checkbox"/> auf einem externen Server
Speicherdauer	Bei jedem Einsatz des Elmasense Cavicheck wird nach 2 Minuten ab Start ein Messdatensatz in den NFC-Tag Speicher des Elmasense Cavicheck gespeichert. Insgesamt können 20 Messdatensätze abgespeichert werden, wobei nach 20 Speicherungen immer die Älteste Messung überschrieben wird (Prinzip Ringspeicher). Die Speicherdauer kann also minimal 40 Minuten bis „unendlich“ dauern.
Zugriff und Abruf von Daten durch Nutzer	<p>Die Daten aus dem Elmasense Cavicheck Ringspeicher werden durch einmaliges Scannen des Elmasense Cavicheck NFC Tags mit einem NFC-Read, so wie Internetfähigen Smartphone oder Tablet oder PC ausgelesen und durch aufrufen der im NFC-Tag hinterlegten URL an die Web-Applikation Elma-Hub übertragen. Dort können die Daten nach Nutzerregistrierung abgelegt werden.</p> <p>Nutzungsbedingungen: Die Nutzungsbedingung werden bei Erstellung des Nutzeraccounts im Elma-Hub erklärt.</p>
Löschung von Daten durch Nutzer	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <p>Daten auf dem Elmasense Cavicheck können nicht explizit gelöscht, sondern höchstens überschrieben werden (Siehe Speicherdauer)</p>